

S lab フェイスシールドの利用手順

STEP 01

箱・袋を開けて取り出す

- 梱包時、搬送時にウイルス付着の可能性があるため、**マスク、手袋などの標準予防策**を行い開封を行ってください。

STEP 02

使用前の消毒

- 「シールドフレーム」「シールド」「シールド止め具」の**消毒を行ってください**。

推奨の消毒方法

シールドフレーム：0.1%次亜塩素酸ナトリウムへ浸漬
シールド：アルコールでの清拭
シールド止め具：0.1%次亜塩素酸ナトリウムへ浸漬

STEP 03

破損の確認

- 「シールドフレーム」のひび割れ、破損の確認をしてください。
- 「シールド」の破損がないか確認をしてください。
- 「シールド止め具」の破損、劣化がないか確認をしてください。
- 部品に**破損がみられた場合は、破棄**してください。

STEP 04

装着し、使用する

- 「シールドフレーム」「シールド」「シールド止め具」「ゴムバンド」の4点を組み合わせてください。
- 額にあて、緩みがないか確認をしてください。

使用時の注意事項

フェイスシールドは、飛沫の付着を減少させることを目的としており、**飛沫による曝露を完全に遮断することはできません**。マスクと併用を行い、感染予防を心がけてください。

↓
破棄する

↓
再利用する

繰り返しの利用による劣化があるので、消毒後の**確認は重点的に行ってください**。
ゴムバンドは使い捨てでご利用ください。